

ALGHAMIX / ZHERMACK

Přístrojová míchačka pro alginátové a silikonové otiskovací hmoty.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ.

CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE :

- dvojí rychlost míchání
- čas míchání proti ručnímu až o 30 % kratší
- stejnoměrně rozmíchaná hmota s minimem bublinek
- pozice míchacího kelímku umožňuje práci za ideálních podmínek
- stabilní rychlost umožňuje kontrolovaný míchací proces

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Napájení	230 V +/- 10 % , 50/60 Hz
Příkon	max. 50 W
Otáčky	pozice LO – 120 / min , pozice HI – 250 / min
Rozměry	výška s nádobkou 21 cm
	šířka 8,5 cm
	hloubka 22 cm
Váha	3,5 kg

STANDARDNÍ VÝBAVA :

špachtle pro algináty
míchací nádobka pro algináty

VÝBAVA NA ZVLÁŠTNÍ OBJEDNÁVKU :

další míchací nádobka pro algináty
balení – 6 ks špachtlí pro algináty

PRO PRÁCI SE SILIKONY :

míchací talíř pro silikony
špachtle pro silikony
blok míchacích podložek – 20 listů

UVEDENÍ DO PROVOZU :

vyobrazení na straně 75 orig. návodu (německy)

- postavit přístroj po vybalení na pevnou pracovní podložku
- pootočením doprava o 90 stupňů pod lehkým tlakem nasadit míchací nádobku
- síťovou zástrčku zasunout do zásuvky (zkontrolovat zda odpovídá napětí s údajem na štítku přístroje)

MÍCHÁNÍ ALGINÁTŮ :

vyobrazení na straně 76,77 orig. návodu

- pomocí dávkovače dát do nádobky odpovídající množství alginátu

- přidat odpovídající množství vody
- špachtlí lehce promíchat, aby se z nádoby neprášilo
- přepnout přepínač otáček na pomalé – LO nebo rychlé – HI otáčky
- s pomocí špachtle řádně promíchat obsah (dbát na údaje výrobce materiálu)
- po skončeném míchání a vypnutí otáček přepínačem sejmout nádobku

MÍCHÁNÍ SILIKONŮ :

vyobrazení na straně 77 a 78 orig. návodu

- nasadit míchací talíř s nalepenou výměnnou podložkou
- na míchací podložku dát odpovídající množství komponentů k míchání
- přepnout přepínač otáček do polohy –LO pomalé otáčky ,které jsou pro míchání silikonů doporučeny
- pomocí špachtle stejnoměrně promíchat oba komponenty a po smíchání otáčky vypnout
- sejmout míchací podložku a promíchaný materiál spotřebovat
- odlepit použitou výměnnou podložku

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ :

přístroj čistit pravidelně suchým hadříkem nebo navlhčeným ve vodě případně v čistícím prostředku s odmašťovací schopností – nejlépe vždy na konci pracovní směny. Míchací nádobku a špachtli je třeba pečlivě vyčistit ihned po každém použití pod tekoucí vodou a osušit.