

# Materials combination table / Massenkombinationstabelle

A–D shades / A–D Farben

|                          | reddish-brown / rötlich-bräunlich |  |  |  |  | reddish-yellow / rötlich-gelblich |  |  |  | grey / Grautöne |  |  |  | reddish-grey / rötlich-grau |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| <b>Opaquer</b>           |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Intensive Opaquer</b> |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Margin</b>            |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Intensive Margin</b>  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Cervical Dentin</b>   |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Deep Dentin</b>       |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Dentin</b>            |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Transpa Incisal</b>   |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |                 |  |  |  |                             |  |  |
| <b>Transparent</b>       | clear                             |  |  |  |  | clear                             |  |  |  | clear           |  |  |  | clear                       |  |  |

# PS InLine® – Materials combination table / Massenkombinationstabelle

Shades independent of any shade system / Farbsystemunabhängig

| Impulse Kit        |  |                            |               |          |            |                            |          |
|--------------------|--|----------------------------|---------------|----------|------------|----------------------------|----------|
| Occlusal Dentin    |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | orange                                 | brown                      |               |          |            |                            |          |
| Mamelon            |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | light                                  | salmon                     | yellow-orange |          |            |                            |          |
| Opal Effect        |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | OE 1                                   | OE 2                       | OE 3          | OE 4     | OE 5       | OE violet                  |          |
| Transparent        |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | neutral                                | blue                       | brown-grey    |          |            |                            |          |
| Cervical Incisal   |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | orange                                 | yellow                     |               |          |            |                            |          |
| Gingiva Kit        |  |                            |               |          |            |                            |          |
| Gingiva Opaquer    |  | <b>Gingiva</b>             |               |          |            |                            |          |
|                    | pink                                   |                            | G1            | G2       | G3         | G4                         | G5       |
| Intensiv Gingiva   |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | IG1                                    | IG2                        | IG3           | IG4      |            |                            |          |
| Shade / Stains Kit |  |                            |               |          |            |                            |          |
| Shade              |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | 1                                      | 2                          | 3             | 4        | 5          | 6                          | 7        |
| A–D Shades         | A1, B1, B2                             | A2, A3, A3.5               | B3, B4, D4    | A4       | C1, D2, D3 | C2, C3, C4                 | –        |
| Chromascop         | 110, 120, 130<br>BL1, BL2,<br>BL3, BL4 | 140, 210,<br>220, 230, 240 | 310, 320, 340 | 340, 540 | –          | 410, 420,<br>430, 440, 510 | 520, 530 |
| Stains             |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | basic blue                             | basic red                  | basic yellow  | black    | crackliner | grey                       | khaki    |
|                    |  |                            |               |          |            |                            |          |
|                    | mahogany                               | maroon                     | olive         | orange   | vanille    | white                      | yellow   |

| Bleach Kit BL |         |         |  |     |
|---------------|---------|---------|--|-----|
| Opaquer       |         |         |  |     |
|               | BL1/BL2 | BL3/BL4 |  |     |
| Margin        |         |         | Die Margin-Massen sind nur in den Farben BL1 und BL4 erhältlich.<br>Die Farben BL2 und BL3 werden durch folgende Abmischung erreicht:<br>– BL2 = 2/3 BL1 : 1/3 BL4<br>– BL3 = 1/3 BL1 : 2/3 BL4      |     |
|               | BL1     | BL4     |  |     |
| Deep Dentin   |         |         | Die Deep Dentin-Massen sind nur in den Farben BL1 und BL4 erhältlich.<br>Die Farben BL2 und BL3 werden durch folgende Abmischung erreicht:<br>– BL2 = 2/3 BL1 : 1/3 BL4<br>– BL3 = 1/3 BL1 : 2/3 BL4 |     |
|               | BL1     | BL4     |  |     |
| Dentin        |         |         |  |     |
|               | BL1     | BL2     | BL3  | BL4 |
| Incisal       |         |         |  |     |
|               | BL      |         |  |     |
| Add-On        |         |         |  |     |
|               | BL      |         |  |     |